



Inspirado por las posibilidades

Disfrute de los beneficios de
nuestra última tecnología de
procesador de sonido







¿Qué podría significar para usted un nuevo procesador de sonido?

¿Qué pasaría si pudiera sentirse más seguro para probar cosas nuevas, disfrutar de momentos compartidos y conectarte mejor con las personas que más le importan? Actualizar a un nuevo procesador de sonido puede ayudarle a escuchar con mayor claridad, mejorando sus experiencias cotidianas.

Cochlear está comprometido a apoyar los momentos que importan al proporcionar acceso a la tecnología auditiva más avanzada. Con tecnología de punta diseñada para ayudarle a escuchar lo mejor posible en cualquier situación, un nuevo procesador de sonido podría ayudarle a aprovechar más las oportunidades de la vida.^{1,2}

Puede elegir un procesador de sonido que se coloque detrás de la oreja o fuera de la oreja, y experimentar la comodidad de los procesadores de sonido más pequeños y livianos del mundo.¹

Experimente los beneficios comprobados de transmitir audio directamente a su procesador de sonido, incluidos los dispositivos compatibles* de Apple y Android.²⁻⁵ Y, si elige el procesador de sonido Nucleus® Kanso®3 o Nucleus 8, estará listo para conectarse en más lugares y desde más dispositivos que nunca antes, gracias a la tecnología Bluetooth® LE Audio.^{2,6,7,8}



**Experimente la comodidad y la libertad de los
procesadores de sonido más pequeños y livianos
del mundo.¹**



El Procesador de
Sonido Nucleus
Kanso 3 es

2.4%

**más
pequeño¹**

que el Procesador de
Sonido Kanso^{##}



El Procesador de Sonido Nucleus 8 es

15%

**más
pequeño^{1,#}**

que el Procesador de
sonido Nucleus 7

32%

**más
pequeño^{1,\$}**

que el Procesador de
sonido Nucleus 6





Concéntrate en lo que es importante

La tecnología más avanzada y reciente de los procesadores de sonido de Cochlear está diseñada para ayudarle a experimentar un sonido más claro, incluso en entornos desafiantes y ruidosos.⁸⁻¹³

Viva su día con confianza

Los procesadores de sonido Nucleus Kanso 3 y Nucleus 8 cuentan con SmartSound iQ 2 mejorado con la tecnología SCAN 2.^{**} A medida que avanzas durante el día, el procesador de sonido detecta los cambios en tu entorno auditivo y se ajusta automáticamente para ayudarte a ofrecer un sonido más claro.⁹⁻¹²

Mejor conversación en ruido

El ruido de fondo dificulta concentrarse o escuchar una conversación con claridad.

Diseñados para mejorar las conversaciones cara a cara en entornos desafiantes, nuestros procesadores de sonido Nucleus más recientes cuentan con ForwardFocus mejorado que reduce poderosamente el ruido de fondo, para que pueda escuchar mejor a la persona que tiene delante.^{13,14,^} Ya sea que elija tenerlo completamente automatizado o activarlo manualmente a través de la aplicación Nucleus Smart*, ForwardFocus le ayuda a concentrarse en lo que es importante.^{13,^}

“No importa dónde me siento en la sala o en cualquier lugar de la escuela, puedo escuchar las conversaciones mucho mejor.”

Solidea, usuaria del Sistema Cochlear Nucleus

Conéctese con lo que ama

Descubra nuevas y emocionantes formas de conectarse con su mundo. Con los procesadores de sonido Nucleus 8 y Kanso 3, puedes experimentar los beneficios comprobados de la transmisión de audio directamente a tu procesador de sonido.²⁻⁵

Adéntrese en un mundo más conectado

Listos para la tecnología de próxima generación Bluetooth® LE Audio*, nuestros últimos procesadores de sonido Nucleus harán que sea más fácil llevar el sonido hasta ti, en más lugares y desde más dispositivos que nunca antes.^{2,6,7}

En el futuro, podrá conectarse directamente a lo que se esté transmitiendo en aeropuertos, teatros, centros de conferencias y lugares públicos que admitan audio transmitido por Bluetooth® Auracast™. Usted también podrá invitar a familiares y amigos a compartir sus experiencias auditivas personales utilizando teléfonos inteligentes, tabletas, laptops y televisores habilitados con Auracast.

Además, podrá usar su dispositivo Apple o Android compatible para transmitir llamadas telefónicas, música y entretenimiento directamente a su procesador de sonido Nucleus 8 o Kanso 3.*

Nuestros últimos procesadores de sonido también son compatibles con los dispositivos Cochlear True Wireless™.

La pareja más inteligente

Cuando elija emparejar un procesador de sonido Nucleus 8 o Kanso 3 con un audífono ReSound compatible*, estará actualizando a una solución bimodal inteligente que ofrece los beneficios de la audición bimodal, incluida la transmisión de audio directa y simultánea a ambos dispositivos.

	Listo para dispositivos Bluetooth® LE Audio	Compatible con dispositivos Apple y Android*	Dispositivos Cochlear True Wireless
 Procesador de sonido Nucleus 8			
 Procesador de sonido Kanso 3			
 Solución auditiva bimodal inteligente*			





Más opciones de cuidado al alcance de su mano

Ninguna persona tiene las mismas experiencias de vida. Usando la Nucleus Smart App en su dispositivo Apple o Android compatible*, puede asegurarse de que su experiencia auditiva sea tan personal como usted.

Control conveniente

La aplicación Nucleus Smart le permite ajustar de manera discreta sus configuraciones de audición, hacer un seguimiento de su información auditiva y establecer metas diarias para escuchar el habla. Para mayor tranquilidad, la función Encontrar Mi Procesador puede ayudarle a localizar un procesador extraviado.



Cuidado conveniente

Mantener su audición en su mejor estado es una prioridad, por lo que el acceso fácil al cuidado es reconfortante. Es por eso que nuestros últimos procesadores de sonido le permiten acceder a Cochlear® Remote Care - nuevas formas de conectarse con su especialista cuando le sea conveniente, sin necesidad de visitar la clínica. Una vez que su especialista lo inscriba en Remote Care, usted puede usar Remote Check para realizar una revisión auditiva o Remote Assist para tener una cita por video desde su casa, trabajo o cuando esté fuera.~



Listo para su próxima aventura

Disfrute de un mundo de sonido mientras hace lo que ama. ¿Busca un chapuzón en la piscina, columpiarse en el patio de recreo o hacer ejercicio en el gimnasio? Con nuestra gama de accesorios Cochlear, un nuevo procesador de sonido podría darle la confianza para participar en más actividades de la vida.

Siéntase seguro

Si se estás volviendo más activo, hay soluciones para mantener su nuevo procesador de sonido firmemente en su lugar. Tanto para adultos como para niños, ofrecemos una variedad de opciones de retención, incluidas aquellas diseñadas especialmente para orejas más pequeñas, para que sepa que el procesador de sonido está seguro.

Todo el día escuchando

Para darle energía a su día, el procesador de sonido Nucleus 8 tiene una opción de batería desechable o recargable. El procesador de sonido Kanso 3 cuenta con una potente batería recargable incorporada en la que puede confiar para escuchar durante todo el día.^{15,~} Hay cargadores portátiles y USB para los procesadores de sonido Nucleus 8 y Kanso 3 para cuando está fuera de casa. Y puede realizar un seguimiento del uso de la batería fácilmente con la aplicación Nucleus Smart.*

Nade, sumérgase y chapotee con Aqua+

Con un nuevo procesador de sonido, ya no tendrá que preocuparse por quedar atrapado bajo la lluvia. Los procesadores de sonido Nucleus son a prueba de salpicaduras y polvo, con la clasificación de resistencia al agua más alta disponible para procesadores de sonido (IP68). Agregue Aqua + para mantener protegido su procesador de sonido mientras disfruta de sus actividades acuáticas favoritas^{**}, [±]



Aqua+ para el procesador de
sonido Nucleus 8

Aqua+ para el procesador de
sonido Kanso 3





“Disfruto poder escuchar a la gente animando, a otros nadadores animándome y tener esa sensación de seguridad. El Aqua+ me permite escuchar botes, motos acuáticas y personas mientras nado.”

Anna, triatleta y usuaria del Sistema Cochlear Nucleus

¿Cómo se compara su procesador de sonido?

						
Características claves	Procesador de Sonido Nucleus® Freedom®	Procesador de Sonido Nucleus 5	Procesador de Sonido Nucleus 6	Procesador de Sonido Nucleus Kanso	Procesador de Sonido Nucleus 7	Procesador de Sonido Nucleus Kanso 2
Tipo de procesador	Retroauricular	Retroauricular	Retroauricular	Fuera de la oreja	Retroauricular	Fuera de la oreja
Comparación de tamaño y peso	Nucleus 8 es un 45% más pequeño y un 36% más ligero que Freedom con una batería recargable estándar¹	Nucleus 8 es un 29% más pequeño y un 37% más ligero que Nucleus 5 con una batería recargable compacta¹	Nucleus 8 es un 32% más pequeño y un 34% más ligero que Nucleus 6 con una batería recargable compacta¹	Opción Fuera de la Oreja más ligera¹	Nucleus 8 es un 15% más pequeño y un 13% más ligero que Nucleus 7 con una batería recargable compacta¹	Procesador de sonido Fuera de la Oreja recargable más pequeño y ligero. Kanso 2 es un 2,4% más pequeño que Kanso¹
Tecnología de procesamiento de sonido		• SmartSound®	• SmartSound iQ con SCAN	• SmartSound iQ con SCAN	• SmartSound iQ con SCAN	• SmartSound iQ con SCAN
ForwardFocus					• Controlado por el usuario a través de la aplicación Nucleus Smart	• Controlado por el usuario a través de la aplicación Nucleus Smart
Tipo de batería	Uso corporal, desechable o recargable	Recargable o desechable estándar	Estándar o compacto recargable, o desechable	Desechables	Estándar o compacto recargable, o desechable	Batería recargable incorporada
Cargador de batería recargable	•	•	•	N/A	• Cargador Y para el hogar, cargador portátil USB	• Home Charger todo en uno, cargador portátil opcional
Capacidad de transmisión directa			• A través del Cochlear Wireless Phone Clip	• A través del Cochlear Wireless Phone Clip	• Dispositivos Apple y Android Compatibles* Cochlear Wireless Phone Clip (opcional)	• Dispositivos Apple y Android Compatibles* Cochlear Wireless Phone Clip (opcional)
Aplicación Nucleus Smart					•	•
Control Remoto		Remote Assistant (CR110)	Remote Control (CR210), Remote Assistant (CR230)	Remote Control (CR210), Remote Assistant (CR230)	AplicaciónNucleus Smart, Remote Control (CR310)	AplicaciónNucleus Smart, Remote Control (CR310)
Compatible con Dispositivos True Wireless			•	•	•	•
Transmisión bimodal			Dispositivos True Wireless	Dispositivos True Wireless	Dispositivos Apple y Android compatibles*, Dispositivos True Wireless	Dispositivos Apple y Android compatibles*, Dispositivos True Wireless
Accesorios	Snugfit, Mic Lock	Snugfit, Mic Lock	Snugfit, Mic Lock, Aqua+	Hilo de seguridad, Hair Clip, Diadema, Aqua+	Snugfit, Hugfit™, Koala Clip, Hilo de Seguridad/hilo, Diadema, Aqua+	Hilo de seguridad, Hair Clip, Diadema, Kanso Halo, Aqua+
Gama de colores	Negro, Gris, Marrón, Beige	Negro, Gris, Marrón, Beige	Negro, Gris, Marrón, Beige	Negro, Gris Pizarra, Marrón Chocolate, Marrón Cobrizo, Rubio Dorado, Rubio Arenoso, Blanco, Plateado	Negro, Gris, Marrón, Arena, Blanco	Negro, Gris Pizarra, Marrón Chocolate, Rubio Arena, Plateado
Compatibilidad del implante Nucleus	Todos los Implantes Nucleus	Todos los implantes Nucleus excepto el Nucleus 22	Todos los Implantes Nucleus	Todos los implantes Nucleus excepto el Nucleus 22	Todos los Implantes Nucleus	Todos los implantes Nucleus excepto el Nucleus 22

  Procesador de Sonido Nucleus 8 Procesador de Sonido Nucleus Kanso 3		Por qué es importante
Retroauricular	Fuera de la oreja	Un procesador de sonido retroauricular se usa en la oreja y una bobina pequeña se sujeta contra la cabeza con un imán. Un procesador de sonido fuera del oído proporciona una solución auditiva más discreta al tiempo que brinda una experiencia auditiva equivalente a la de un procesador de sonido retroauricular.^{1,9}
Procesador de sonido retroauricular más pequeño y ligero ¹	Nuestro dispositivo fuera de la oreja recargable más pequeño, ligero y avanzado. Es un 2,4% más pequeño que Kanso. ¹	El Procesador de Sonido Nucleus 8 es nuestro procesador de sonido detrás de la oreja más pequeño hasta la fecha. Un 15% más pequeño que su predecesor y un 32% más pequeño que el Procesador de Sonido Nucleus 6[^], el Procesador de Sonido Nucleus 8 lleva la comodidad al siguiente nivel.¹ El Procesador de Sonido Kanso 3 tiene el mismo tamaño que el Procesador de Sonido Kanso 2 y es un 2,4% más pequeño que el Procesador de Sonido Kanso.¹
SmartSound iQ 2 con SCAN 2	SmartSound iQ 2 con SCAN 2	SmartSound iQ es el sistema de procesamiento de sonido más avanzado de Cochlear. Funciona filtrando el ruido de fondo y adaptándose automáticamente para optimizar su experiencia auditiva, centrándose en los sonidos que son más importantes para usted.⁹⁻¹¹ SCAN es el primer clasificador automático de escenas de la industria, diseñado para detectar las características únicas del sonido y usarlas para determinar el entorno de escucha.
Reducción de ruido mejorada, controlada por el usuario a través de la aplicación Nucleus Smart o con la opción de automatizarla.	Reducción de ruido mejorada, controlada por el usuario a través de la aplicación Nucleus Smart o con la opción de automatizarla.	El ruido de fondo dificulta concentrarse o escuchar una conversación con claridad. Los procesadores de sonido Nucleus 8 y Kanso 3 cuentan con un ForwardFocus mejorado que reduce de manera más poderosa el ruido de fondo que distrae cuando desea concentrarse en la conversación cara a cara.^{13,^} También tiene la opción de operar ForwardFocus manualmente a través de la aplicación Nucleus Smart o hacerlo completamente automatizado, para que pueda concentrarse en lo que es importante.
Compacto o Power Extend recargable o desechable	Batería recargable incorporada	Con tres opciones de batería para su procesador de sonido Nucleus 8, puede elegir la mejor manera de alimentar su día. El procesador de sonido Kanso 3 cuenta con una potente batería recargable incorporada en la que puede confiar para escuchar durante todo el día.^{15-~}
Cargador Y para el hogar, cargador portátil USB	Home Charger todo en uno, cargador portátil opcional	Ya sea que esté en casa, en el trabajo o fuera, su procesador de sonido Nucleus 8 o Kanso 3 se puede recargar fácilmente para mantenerlo en el aire sin importar cuánto dure su día. Con el Home Charger del procesador de sonido Kanso 3, puede cargar y secar cómodamente su procesador al mismo tiempo.
Listo para ubicaciones y dispositivos de audio Bluetooth LE*, Dispositivos Apple y Android compatibles* Cochlear Wireless Phone Clip (opcional)	Listo para ubicaciones y dispositivos de audio Bluetooth LE*, Dispositivos Apple y Android compatibles* Cochlear Wireless Phone Clip (opcional)	Los procesadores de sonido Nucleus 8 y Kanso 3 cuentan con tecnología incorporada que le permite transmitir sonido directamente desde un dispositivo Apple o Android compatible™. Nuestros procesadores de sonido Nucleus más recientes están preparados para la tecnología Bluetooth® de próxima generación, lo que significa que podrás transmitir sonido directamente desde cualquier dispositivo compatible con Bluetooth® LE Audio o desde un sistema de megafonía habilitado con Auracast™, y podrás invitar a familiares y amigos a compartir tu experiencia auditiva personal utilizando la función de Audio Sharing.*
		Disponible para descargar gratuitamente en dispositivos Apple y Android compatibles, la aplicación Nucleus Smart* es fácil de usar y ofrece la comodidad de controlar tu audición desde tu smartphone. Los padres pueden encontrar la aplicación Nucleus Smart especialmente útil para controlar la audición de sus hijos.
AplicaciónNucleus Smart, Remote Control (CR310)	AplicaciónNucleus Smart, Remote Control (CR310)	Si no tiene un teléfono inteligente compatible, el control remoto tiene una práctica pantalla de visualización para cambiar configuraciones simples, lo que le permite controlar discretamente su audición.
		Los procesadores de sonido Nucleus 8 y Kanso 3 son compatibles con los dispositivos Cochlear True Wireless para que pueda disfrutar de un control de volumen independiente cuando vea la televisión con amigos o familiares, escuche presentaciones con claridad o participe activamente en conversaciones grupales.^{3,4,16,17}
Dispositivos Apple y Android compatibles*, Dispositivos True Wireless	Dispositivos Apple y Android compatibles*, Dispositivos True Wireless	Si tienes un procesador de sonido Nucleus 8 o Kanso 3 y un audífono ReSound compatible, puedes aprovechar nuestra solución bimodal inteligente, que te permite transmitir directamente a ambos oídos desde un dispositivo Apple o Android compatible.*
Snugfit, Hugfit, Clip Koala, Hilo de Seguridad, Diadema, Aqua+	Hilo de seguridad, Hair Clip, Diadema, Kanso Halo, Aqua+	Los procesadores de sonido Nucleus de Cochlear ofrecen una gama de opciones de retención que se adaptan a sus necesidades y estilo de vida individuales. Nuestros procesadores de sonido Nucleus más recientes son a prueba de polvo y salpicaduras, con la clasificación de resistencia al agua más alta disponible (IP68).¹⁸ Cuando está equipado con Cochlear Aqua+, su procesador de sonido Nucleus 8 o Kanso 3 se vuelve resistente al agua para que pueda sumergirse en sus actividades acuáticas favoritas.**:*
Negro, Gris, Marrón, Arena, Blanco, Plateado	Negro, Gris, Marrón, Arena, Plateado	Los procesadores de sonido Nucleus 8 y Kanso 3 vienen en una gama de opciones de color y, para usuarios bimodales, la opción de coordinar su audífono ReSound con su nuevo procesador de sonido.*
Todos los implantes Nucleus excepto el Nucleus 22	Todos los implantes Nucleus excepto el Nucleus 22	Nuestra investigación y desarrollo se centra en desarrollar las mejores soluciones auditivas posibles en la actualidad, al tiempo que anticipamos cómo cambiarán la tecnología y las necesidades de los usuarios con el tiempo. Cochlear está comprometido con la innovación continua y el desarrollo de nuevas gamas de productos emocionantes para ayudarlo a lograr los mejores resultados auditivos posibles en cada etapa de la vida.

Hear now. And always

Cochlear se dedica a ayudar a las personas con pérdida auditiva de moderada a profunda a experimentar un mundo lleno de audición. Como líder mundial en soluciones auditivas implantables, hemos proporcionado más de 750.000 dispositivos y hemos ayudado a personas de todas las edades a escuchar y conectarse con las oportunidades de la vida.

Nuestro objetivo es brindar a las personas la mejor experiencia auditiva de por vida y acceso a tecnologías de próxima generación. Colaboramos con las principales redes clínicas, de investigación y de apoyo para avanzar en la ciencia auditiva y mejorar la atención.

Es por eso que más personas eligen Cochlear que cualquier otra compañía de implantes auditivos.

Referencias

1. Cochlear Limited. D1190805 Processor Size Comparison. 2022; May.
2. Cochlear Limited. D1631375 Nucleus 8 Sound Processor Product Definition.
3. Wolfe J, et al. Evaluation of a wireless audio streaming accessory to improve mobile telephone performance of cochlear implant users. *International Journal of Audiology*. 2016;55(2):75-82
4. Wolfe J, et al. Improving hearing performance for cochlear implant recipients with use of a digital, wireless, remote-microphone, audio-streaming accessory. *J Am Acad Audiol*. 2015 Jun;26(6):532-9.
5. Warren C, Nel E, and Boyd P. Controlled comparative clinical trial of hearing benefit outcomes for users of the Cochlear™ Nucleus® 7 Sound Processor with mobile connectivity. *Cochlear Implants International* (2019 Feb); 20(3)
6. Hunn N. Introducing Bluetooth® LE Audio [Internet]. [Cited 2022 Jan]. Available from: <https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/recent-enhancements/le-audio/>
7. A Technical Overview of LC3 [Internet]. Bluetooth® Technology Website. [Cited 2022 Feb 28]. Available from: <https://www.bluetooth.com/blog/a-technical-overview-of-lc3>
8. Cochlear Limited. D1660797 CP1150 Sound Processor Interim Clinical Investigation Report. 2020; Jan.
9. Mauger SJ, et al. Clinical evaluation of the Nucleus 6 cochlear implant system: performance improvements with SmartSound iQ. *Int J Audiol*. 2014, Aug; 53(8): 564-576.
10. Mauger SJ, Jones M, Nel E, Del Dot J. Clinical outcomes with the Nucleus Kanso off-the-ear cochlear implant sound processor. *Int J Audiol*. 2017, Apr; 56(4): 267-276.
11. Wolfe J, et al. Benefits of Adaptive Signal Processing in a Commercially Available Cochlear Implant Sound Processor. *Otol Neurotol*. 2015 Aug; 36(7): 1181-90.
12. Cochlear Limited. D1864200 SCAN 2 Design Description. Apr 2022.
13. Cochlear Limited. D1913968 Nucleus 8 Whitepaper. 2024, Jan.
14. Cochlear Limited. D1817793. CLTD5754 Clinical Investigation Report.
15. Cochlear Limited. D1710313 CP1150 Battery Life Coverage Technical Report. 2020; Mar.
16. Razza S, et al. Evaluation of speech reception threshold in noise in young Cochlear Nucleus® system 6 implant recipients using two different digital remote microphone technologies and a speech enhancement sound processing algorithm. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 2017; October 103, 71-75.
17. Jones M, Hearing in Noise Benefit Using the Cochlear Mini Microphone 2+ with Nucleus Sound Processors, CI2017 Pediatric 15th Symposium on Cochlear Implants in Children, San Francisco, CA. 2017, July.
18. Cochlear Limited. D1980144 CP1110 IEC60529 IP68 Certificate & Test Report. 2022, May.

 **Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia T: +612 9428 6555

www.cochlear.com/nucleus8

www.cochlear.com/kanso3

Por favor, busque consejo de su profesional de la salud sobre tratamientos para la pérdida auditiva. Los resultados pueden variar, y su profesional de la salud auditiva le aconsejará sobre los factores que podrían afectar su resultado. Siga siempre las instrucciones para el uso. No todos los productos están disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su representante local de Cochlear para obtener información sobre el producto.

Las opiniones aquí expresadas son individuales. Consulte a su profesional de la salud para determinar si es candidato para la tecnología Cochlear.

* Para obtener información sobre la compatibilidad de los Procesadores de Sonido de Cochlear con dispositivos True Wireless, dispositivos Apple y Android y dispositivos auditivos Resound, visite www.cochlear.com/compatibility. La aplicación Cochlear Nucleus Smart está disponible en App Store y Google Play.

¥ Cuando la tecnología esté disponible para los procesadores de sonido Cochlear Nucleus 8 y Kanso 3, una actualización de firmware de su procesador de sonido le permitirá conectarse a dispositivos compatibles con Bluetooth LE Audio.

Comparación realizada con el Módulo de batería Compacto para el Procesador de Sonido Nucleus 8 y la Batería Recargable Compacta para el Procesador de Sonido Nucleus 7 ## Las imágenes del producto que se muestran son solo para fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta del producto.

§ Comparación realizada con un Módulo de batería Compacto con el Procesador de Sonido Nucleus 8 y el Procesador de Sonido Nucleus 6 (CP910)

++ En comparación con los procesadores de sonido Nucleus 7 y Nucleus 6 de generaciones anteriores

^ ForwardFocus es una función habilitada por el médico que puede ser controlada o automatizada por el usuario.

^^ Comparado con el Procesador de Sonido Nucleus 7 con ForwardFocus activado

≈ Las soluciones de Remote Care no están disponibles en todos los países. Consulte a su clínico para obtener más detalles.

~ La duración de la batería varía para cada usuario, según la antigüedad de la batería, los programas utilizados cada día, el tipo de implante, el grosor de la piel que cubre el implante y el tamaño y tipo de batería utilizada. La transmisión desde dispositivos compatibles, dispositivos True Wireless o FM puede disminuir la duración de la batería del procesador de sonido dependiendo de la frecuencia y duración de la transmisión.

** Los procesadores de sonido Cochlear Nucleus 8 y Kanso 3 son resistentes al polvo y al agua según el nivel IP68 de la Norma Internacional IEC60529. El procesador de sonido Nucleus 8 y Kanso 3 se probaron a una profundidad de hasta 1 metro durante hasta 1 hora. Los procesadores de sonido Nucleus 8 y Kanso 3 con Aqua + son resistentes al polvo y al agua al nivel de IP68 del Estándar Internacional IEC60529. Los procesadores de sonido Nucleus 8 y Kanso 3 con Aqua+ pueden sumergirse continuamente bajo el agua hasta una profundidad de hasta 3 metros durante un máximo de 2 horas. Consulte la guía del usuario correspondiente para obtener más información.

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, コクレア, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, LowPro, MET, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, True Wireless, el logotipo elíptico, Vistafix, Whisper, WindShield y Xidium son marcas comerciales o marcas registradas del grupo de empresas Cochlear.

Android es una marca comercial de Google LLC.

Apple es una marca comercial y App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrado en los EE.UU. y otros países.

El Bluetooth® y Auracast® la marca denominativa y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Cochlear Limited se realiza bajo licencia. ReSound es una marca comercial de GN Hearing A / S.

© Cochlear Limited 2024. D2289281 - Original D1979023-V3 2024-09