

Escogiendo el Sistema Baha ideal para su paciente


El sistema Baha Connect y el sistema Baha Attract son soluciones eficaces para pacientes con pérdida auditiva conductiva, mixta o unilateral.

Sistema Baha® Connect

Pérdida auditiva mixta y SSD con gran atenuación transcraneal o pacientes con pérdida auditiva progresiva.

Beneficios¹:

- Sin atenuación del sonido debido al tejido blando.
- Sin presión de retención sobre el tejido blando.
- Retención física.
- RMI condicional hasta 3T.



Sistema Baha® Attract

Hipoacusia conductiva, mixta leve y SSD con baja atenuación transcraneal.

Beneficios^{2,3}:

- Cuidado mínimo del lecho de la herida.
- Riesgo mínimo de infecciones de la piel.
- Retención magnética para facilidad de uso.
- RMI condicional a 1,5 T.
- Menor riesgo de pérdida del implante debido a un traumatismo.





Hear now. And always

Cochlear se dedica a ayudar a las personas con pérdida auditiva de moderada a profunda a experimentar un mundo lleno de audición. Como líder mundial en soluciones auditivas implantables, suministramos más de 700 000 dispositivos y ayudamos a personas de todas las edades a escuchar y conectarse con las oportunidades de la vida.

Nuestro objetivo es brindar a las personas la mejor experiencia auditiva durante toda la vida y acceso a tecnologías de próxima generación. Colaboramos con líderes clínicos, redes de investigación y apoyo para avanzar en la ciencia de la audición y mejorar la atención.

Es por eso que más personas eligen Cochlear que cualquier otra empresa de implantes auditivos.

Este material está dirigido a profesionales de la salud. Si es consumidor, consulte a su médico sobre los tratamientos para la pérdida auditiva. Los resultados pueden variar y su profesional de la salud le informará sobre los factores que pueden afectar su resultado. Siga siempre las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su representante local de Cochlear para obtener información sobre el producto.

1. Iseri M, Orhan KS, Tuncer U, et al. Transcutaneous Bone-anchored Hearing Aids Versus Percutaneous Ones: Multicenter Comparative Clinical Study. Otol Neurotol. 2015;36(5):849-853.
2. Dimitriadis PA, Farr MR, Allam A, Ray J. Three year experience with the cochlear BAHA attract implant: a systematic review of the literature. BMC Ear Nose Throat Disord. 2016;16:12.
3. Cooper T, McDonald B, Ho A. Passive Transcutaneous Bone Conduction Hearing Implants: A Systematic Review. Otol Neurotol. 2017;38(9):1225-1232.

Baha, Cochlear y el logotipo elíptico son marcas comerciales o marcas comerciales registradas del grupo de empresas Cochlear.

D2184977 © Cochlear Limited 2023. Todos los derechos reservados.

Cochlear América Latina. International Business Park, Building 3835, Office #103, Panamá Pacífico Boulevard, Panamá City, PANAMÁ.

cochlear.com/la

Acceda a nuestras redes sociales:

